

Öron, Näsa, Hals - biopsi/excision

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *PAD*. Vid behov välj bild *Larynx*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

- Ange lokalisation för varje fraktion och numrera.
- Antalet biopsier anges för varje fraktion.

Se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt

Se *Provtagningskärl och etikettering*

Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

OBS! Vid lymfomfrågeställning se provtagningsanvisning *Lymfom*.

Om preparatet ska kunna orienteras måste det nålas upp på korkplatta. Genom sutur, nålfärg eller anteckning med tuschpenna på korkplatta visas orientering av preparatet.

Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen.

Markering av preparat

Ingen.

Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Förväntad svarstid


2–4 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl



Buffrad 4 %
formaldehydlösning

Volym

40 mL

Art.nr. (Inköpsportalen)

5042223

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson
Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom