

B-Blodstatus

Klinisk kemi
Kvalitetssäkrad
Provtagningsmaterial
Provkärl


K2-EDTA



Microtainer MAP-rör

Provtagningsetikett

LILA3mL

LILA3mL

Fyllnadsvolym (mL)

3

0,5

Art.nr. (Inköpsportalen)

5023625

5022563

Remiss

 Beställs elektroniskt. Kan även beställas på pappersremiss Rutin och Jour. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Ingående parametrar se under Övrigt-fliken.

Provtagning
3 mL Lila propp (K2E K2EDTA)

Kan även tas kapillärt, 250 - 500 µL EDTA-blod.

Provhantering

Ska analyseras inom 24 timmar.

Förvaring och transport

Förvaras i kyl om inte analys utförs inom 4 timmar.

Förväntad svarstid

Analyseras akut, dygnet runt.

Tolkningsstöd

Referensintervall:

B-Hb Män: 134 – 170 g/L

Kvinnor: 117 – 153 g/L

 Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

B-EVF Män: 39 – 50 %

Kvinnor: 35 – 46 %

 Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

 B-EPK Män: 4,3 – 5,7 x 10¹²/L

 Kvinnor: 3,9 – 5,2 x 10¹²/L

 Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

Ery-MCV Vuxna: 82 – 98 fL

 Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

Ery-MCHC Vuxna: 317 – 357 g/L

 B-LPK Vuxna: 3,5 – 8,8 x 10⁹/L

 Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

B-TPK: Män: 145 – 348 x 10⁹/L
Kvinnor: 165 – 387 x 10⁹/L

Barn: se Sahlgrenska, Göteborgs analyslista. <https://www2.sahlgrenska.se/su/analyslista-klinisk kemi>

Källa: NORIP

Indikation och medicinsk bakgrund

Se separat ingående parameter. Ingående parametrar se under Övrigt-fliken.

NPU-kod

NPU28309 Blod-Hemoglobin; masskoncentration.
NPU01961 Blod-Erythrocyter;volymfraktion.
NPU01960 Blod--Erythrocyter;antalskoncentration
NPU01944 Blod-Erythrocyter; entitisk volym.
NPU28315 Erythrocyter(Blod)-Hemoglobin;masskoncentration.
NPU02593 Blod-Leukocyter;antalskoncentration
NPU03568 Blod-Trombocyter; antalskoncentration.

Övrigt

I Blodstatus ingår:

B-Hb	(a)
B-EVF	
B-EPK	(a)
Ery-MCV	
Ery-MCHC	
B-LPK	(a)
B-TPK	(a)

(a) Ackrediterad analys

Endast för laboratoriet

Beställs med analyskod: H

Utarbetad av: Birgitta Johansson
Medicinskt ansvarig: Lars Hansson