

Bröst - Axill

Laboratoriemedicin

Akrediterad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *Bröstkirurgiska preparat*. Välj bild *Bröst*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Bröstkirurgiska preparat*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

- Ange typ av biopsi och antal biopsier per fraktion
- Önskemål om immun och/eller FISH-/CISH-analys markeras tydligt på remiss.

Se *Provtagning – Allmänna anvisningar*

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen. Detta är dock inte alltid möjligt till de största preparaten.

Markering av preparat

Ingen.

Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Förväntad svarstid

2-4 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl			
Volym			
Art.nr. (Inköpsportalen)			

Övrigt

Utarbetad av: Anja Solterbeck

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom