

Gynekologiskt cellprov för cytologi och/eller HPV-analys

Laboratoriemedicin

Akrediterad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Undersökningarna beställs elektroniskt, *Screeningremiss cervix* eller *Klinisk remiss cervix*. Kan även beställas på pappersremiss. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Efterfrågade remissuppgifter kryssas för på respektive remiss. I övrigt se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

ThinPrep-burk innehållande fixeringslösning.

- Etikettera provkärlet vertikalt
- Var noga med att etiketten inte täcker den fria ytan (frostat område), denna yta behöver vara fri då ett instrument ska avläsa vätskemängden.
- Etiketten får inte klistras så att den täcker vridnabbarna på burken närmast locket.

Övrigt provtagningsmaterial:

Plastspatel och cervixborste
Spekulum

Utförande:

Provet tas **före** annan undersökning.

- Undvik provtagning under menstruation.
- Eventuella prover för sexuellt överförbara sjukdomar utöver HPV tas efter cellprovet
- Spekulum införes utan glidmedel/gel, men kan fuktas med koksalt.
- I enstaka undantagsfall kan gel behövas men då endast sparsamt och på undersidan av spekulomet.

OBS! Cellmaterialet roteras i fixeringslösning direkt mellan varje fraktion – låt **aldrig** spatel eller borste stå kvar i fixeringslösning under provtagning då det försämrar provkvaliteten.

Portio

- Hela ytan skrapas med plastspatel
- Roter spateln kraftigt minst 10 varv i fixeringslösning

Cervix

- Cervixborste införes med ett lätt tryck i cervixkanalen, tills endast fibrerna längst ned syns.
- Cervixborsten roteras ett varv.
- Överför sekret till fixeringslösning.
- Roter cervixborsten i fixeringslösning samtidigt som den trycks mot burkens kant, för att sekretet innehållande körtelcellerna lättare ska lossna.
- Kvarvarande cellmaterial på cervixborsten kan skrapas ner i fixeringslösning med plastspatel efteråt.

Se *Provtagningskärl och etikettering klinisk patologi*

Provhantering

Fixering

PreservCyt Solution (fixeringslösning)

Markering av preparat

Förvaring och transport

Rumstemperatur.

Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Föväntad svarstid

Gynekologiskt cellprov: Inom 20 arbetsdagar.

HPV-Typning: Inom 30 arbetsdagar

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl			
	Provbuk för vätskebaserat cellprov, 250 st./förpackning	Provbuk för vätskebaserat cellprov, 50 st./förpackning	Cellprovborste Cytobrush
Volym			
Art.nr. (Marketplace)	10006291		
Övrigt			

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom