

Parathyroidea

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *PAD*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

- Ange lokalisation för varje fraktion och numrera.
- Antalet biopsier anges för varje fraktion.

Se *Krav på remissuppgifter och Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras. Etikertera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering*

Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

Fixering

Vid önskemål om Fryssnitt: Ingen.

Inget önskemål om Fryssnitt: Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen.

Markering av preparat

Ingen

Förvaring och transport

Fryssnitt: Prov transporteras **omgående** efter uttagandet till klinisk patologi, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset Karlstad. Ring på signalknappen utanför rum märkt "Färska prover" och invänta personal.

Om prov inte kan transporteras direkt läggs det på kompress fuktad med några droppar fysiologiskt koksalt och förvaras i kylskåp i väntan på transport.

Prov ska anmälas till laboratoriet på telefon 010-83 911 81. Färska prover omhändertas 08.00-16.00. Om provet beräknas anlända efter 16.00 kontaktas klinisk patologi för diskussion om hantering.

Inget önskemål om Fryssnitt: Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset Karlstad.

Förväntad svarstid

2–4 veckor.

Fryssnittssvar lämnas inom ca 20–40 minuter efter ankomst till laboratoriet.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl

Volym

Art.nr. (Inköpsportalen)

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom