

Testikel - biopsi

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, *PAD*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

- Ange lokalisation för varje fraktion och numrera
- Ange antalet biopsier för varje fraktion

Se *Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt.

Se *Provtagningskärl och etikettering*

Provhantering

Varje fraktion hanteras för sig och läggs i separat burk, numrerad enligt remissuppgifter.

Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen.

Markering av preparat

Ingen.

Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Förväntad svarstid

2–4 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl			
Volym			
Art.nr. (Inköpsportalen)			

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom