

Thyroidea

Laboratoriemedicin

Kvalitetssäkrad

Provtagningsmaterial

Se nedan

Remiss

Beställs elektroniskt, PAD. Vid behov välj bild *Hals/thyroidea*.

Kan även beställas på pappersremiss, *Morfologi (patologi och cytologi)*. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

Remissuppgifter

Se *Krav på remissuppgifter och Provtagning och provhantering – Allmänna anvisningar*.

Provtagning

Viktigt att använda tillräckligt stort provkärl så att vävnaden inte deformeras.

Etikettera provkärlet vertikalt.

Uppnålning på korkplatta vid misstanke om neoplas, se nedan.

Se *Provtagningskärl och etikettering*

Provhantering

Tumör skall hållas intakt.

Fixering

Fosfatbuffrad formaldehydlösning 4 %, tio gånger preparatvolymen.

Markering av preparat

Utan misstanke på neoplas: Suturmärkes för orientering, anteckna på remiss vad suturen/erna markerar.

Med misstanke på neoplas: Suturmärkes och nålas upp på korkplatta, anteckna på remiss vad suturen/erna och nålarna markerar.

Förvaring och transport

Rumstemperatur. Lämnas till laboratoriemedicins gemensamma provinlämning, hus 2 plan 3, Centralsjukhuset i Karlstad.

Förväntad svarstid

2–4 veckor.

Biobanksinformation

Detta prov kommer att sparas. Samtycke krävs av provgivaren. Vid behov av "nej-talong" se [Biobankslagen](#).

Provtagningsmaterial

Provkärl



Burk med snäpplock

Volym	250 mL	500 mL	1000 mL
Art.nr. (Inköpsportalen)	5042044	5042042	5042070

Övrigt

Utarbetad av: Henrik Edvardsson

Medicinskt ansvarig: Charlotta Gestblom