

## Tyreoidea analytisk interferensutredning

Analytisk interferens, Tyreoidautredning, TSH interferens

Klinisk kemi

Kvalitetssäkrad

### Provtagningsmaterial

Provkärl



3 st Serumrör med gel

Provtagningsetikett

GULD3,5

Fyllnadsvolym (mL)

3,5

Art.nr. (Inköpsportalen)

5023522

### Remiss

Beställs på pappersremiss - Konsultationsremiss. Skrivs ut från sidan [Remisser](#).

### Remissuppgifter

**Anamnes och frågeställning krävs.**

Generella remissuppgifter, se Krav på remissuppgifter i Provtagning – Allmänna anvisningar.

### Provtagning

**3 st 3,5 mL Guldgul propp med gel (Z Serum Sep Clot Sep Activator)**

Alternativt 3 st 4 mL Röd propp (Z Serum Clot Activator)

Märk rören med personnummer, namn, provtagningsdatum samt "Tyreoidautredning".

### Provhantering

Normal centrifugering, se Provtagning – Allmänna anvisningar.

### Förvaring och transport

Alla 3 rören skickas till Laboratoriet klinisk kemi, Centralsjukhuset, Karlstad.

Serum hållbart i kyl, 3 dygn i centrifugerat gelrör och 7 dygn pipetterat över till sekundärrör 5mL 75x13mm.

### Föväntad svarstid

2–3 veckor, då prover skickas till externa laboratorier.

### Tolkningsstöd

Ett utlåtande lämnas.

### Indikation och medicinsk bakgrund

Vid misstanke om interferens för TSH, fritt T4 eller fritt T3.

Eftersom eventuella interfererande antikroppar inte uppkommer eller försvinner akut ska utredningen inte upprepas tidigare än efter minst 2–3 år.

### NPU-kod

### Övrigt

### Endast för laboratoriet

Beställs med analyskod: UINT

Alla 3 rören lämnas till Immunokemi, Laboratoriet klinisk kemi, Centralsjukhuset Karlstad, där de hanteras enligt **Interferensundersökning – Immunokemi**.

Prover tagna dag före helg bör pipetteras över i sekundärrör.

**Utarbetad av:** Monika Vikner  
**Medicinskt ansvarig:** Mattias Aldrimer